

DENUMIRE	NR. REF.	DUO	EU-ROPA	PARIS	mini	PRET RON fara TVA
Suport pentru lampa frontala (carlig), nu este automat instalat in suportul instrumentului)	0110-20081	X	X	X	X	304
Suport pentru lampa frontala, reglabil in inaltime si inclinare, nu este automat (instalare in spatele unitatii sau in zona de lucru din partea frontala)	0110-20083	X	X	X	X	1336
Suport pentru lampa frontala (carlig), nu este automat (suport magnetic)	0110-20084	X	X	X	X	304
Suport pentru lampa frontala, pornire/oprire automata, reglabil in inaltime si pivotant, pentru lampi cu lumina rece (instalare in spatele unitatii sau in zona de lucru din partea frontala)	0110-20080	X	X	X	X	2834
Suport pentru lampa frontala, pornire/oprire automata, reglabil in inaltime si pivotant, pentru lampi frontale CLAR (6V) (instalare in spatele unitatii sau in zona de lucru din partea frontala)	0110-20090	X	X	X	X	2834
Suport magnetic pentru camera video	0110-20082	X	X	X	X	162
Suport de microscop pentru microscop Zeiss (instalare pe unitatea de tratament)	0110-70000	X	X	X	_____	3171
Suport de microscop pentru microscop KAPS (instalare pe unitatea de tratament)	0110-70100	X	X	X	_____	3171
Suport de microscop pentru microscop Ecleris (instalare pe unitatea de tratament)	0100-70200	X	X	X	_____	3171

Suport monitor pentru monitoare TFT de la 10" pana la 19" (instalare pe coloana microscopului sau pe coloana stand)*	0100-71000	X	X	X	_____	1417
Coloana stand pentru brate pivotante (instalare pe unitatea de tratament)	0110-71030	X	X	X	_____	1485
Coloana stand + suport monitor pentru monitoare TFT de la 10" pana la 19" (instalare in unitate)*	0110-71035	X	X	X	_____	2362
Brat rotativ cu placa de depozitare, dimensiunea 2 (instalare pe coloana microscopului sau coloana stand)*	0110-71041	X	X	X	_____	3510
Brat rotativ cu placa de depozitare, dimensiunea 1 (instalare pe coloana microscopului sau coloana stand)*	0110-71042	X	X	X	_____	3510
Suport monitor pentru MODULA mini (instalare pe partea stanga)	0110-71025	_____	_____	_____	X	1485
Sertar pentru sterilizare UV-C (in locul sertarului standard)	0110-91000	X	X	_____	_____	3711

* Este posibil un singur brat pivotant pe coloana stand sau de microscop